

Flexible sur étau de fixation et pailles (ND00009)

Le Neater Drinker ND00009 fournit un support stable et ajustable pour 2 pailles souples. Le système anti-reflux maintient le liquide au niveau de la bouche, rendant ainsi plus facile l'aspiration.

Tube rigide

Clip

Valve anti-reflux

x2

Adaptateur pour
2 pailles

Velcro x1

Paille x2

Flexible

Base

Etau

Assemblage :

- 1 Fixer l'étau à la table.
- 2 Cliper la paille au tube flexible.
- 3 Ajuster le flexible à la position voulue.
EVITER DE POSITIONNER LE FLEXIBLE EN CREAT DES ANGLES TROP NETS. NE PAS TIRER SUR LE BRAS CAR CELA PEUT L'ENDOMMAGER.
- 4 Utiliser le Velcro pour fixer la paille au flexible.
- 5 Veillez à ce que la tasse ou le gobelet utilisé soit assez stable.

Adaptateur x2

Seringue

L'écouvillon de nettoyage de la paille est fourni dans ce kit. Vendu séparément ref. ND00017. Nous contacter.

Remplir la paille est trop difficile ...



La seringue peut vous aider à pré-remplir la paille lors de la première aspiration.
Insérez l'adaptateur rigide à l'extrémité de la paille puis insérez l'embout de la seringue et aspirez le liquide.

A quoi sert la valve anti-reflux ?

La valve anti-reflux permet aux liquides de rester en suspension à l'orifice de l'extrémité supérieure de la paille. Plusieurs aspirations seront nécessaires pour amener le liquide au bord de la paille.

Si vos aspirations sont courtes, vous pouvez raccourcir la paille ou vous aider avec la seringue (voir encadré ci-dessus).

Une fois le liquide au bord de la paille, il y restera et chaque aspiration vous permettra de boire.

Vous pouvez adapter sur la paille souple un adaptateur rigide pour faciliter la succion.



Comment nettoyer la paille souple ?

- Insérez le goupillon dans la paille souple, par l'extrémité sans poils. L'insérer jusqu'à le récupérer à l'autre bout.
- Poussez vers l'arrière et vers l'avant en répétant ce mouvement plusieurs fois si besoin.
- Une solution de nettoyeur alimentaire (liquide vaisselle) peut être utilisée si besoin.
- Rincez à l'eau abondamment avec la seringue.

Safety

- Le Neater Drinker ne doit être utilisé seulement pour boire des liquides consommables .
- Ne convient pas à des personnes souffrant de troubles de la déglutition ou susceptibles de faire des fausses routes.
- Les boissons ne doivent pas être brûlantes.
- La bouche doit toujours être au dessus de la paille afin d'éviter l'étouffement.
- Nettoyez toutes les pièces avant d'utilisation. Vérifiez qu'il n'y ait aucune fissure, ni qu'aucune pièce ne puissent se détacher et provoquer un étouffement.
- La seringue ne doit servir que pour le Neater Drinker.
- Prenez soin de ne pas mettre la paille trop près de vos yeux, ni dans le fond de la gorge.

Pour d'autres options, nous contacter.



Fabriqué par la société Neater Solutions Ltd en Angleterre. Distribué en France par la société Ergo-Diffusion.

ERGO
DIFFUSION



www.ergo-diffusion.com



contact@ergo-diffusion.com

