

Aide à l'hydratation **NEATER MOVER®**

SUPPORT DE PAILLE PIVOTANT



Le NEATER MOVER® est un support de paille pivotant. L'utilisateur, grâce à un contacteur peut approcher ou éloigner la paille de sa bouche. Le mouvement de rotation de la paille peut être ajusté simplement.


Il est livré avec 2 pailles souples, 2 valves anti-retour et 1 contacteur.

Permet de boire de manière autonome

Se fixe simplement sur une table grâce à son étau de fixation

Fonctionne sur batterie

Actionné par un contacteur (inclus)



Variantes :

Possibilité d'avoir deux pailles pour deux boissons différentes.
Compatible avec l'utilisation de l'appareil à boire NEATER DRINKER ELECTRIQUE®.

L'étai est amovible, **NEATER MOVER®** peut se fixer sur un fauteuil en l'associant au support fauteuil (ND0007).



ERGO
DIFFUSION

ergo-diffusion

71 Avenue Alphonse Legault BP 97405

35174 BRUZ Cedex

contact@ergo-diffusion.com